

# LuminoMax™ Spectrum

*Sveikiname žengus nuostabų žingsnį savo grožio kelionėje! Ši profesionali 8 spektrų LED veido kaukė padės atskleisti natūralų jūsų odos švytėjimą. Štai atnaujintas gidas, kaip lengvai ir su entuziazmu mėgautis savo asmeniniu grožio ritualu!*

## 1. Prieš pirmąjį naudojimą – energijos užtaisas!

Kad jūsų kaukė veiktų nepriekaištingai, pasiruoškite ją darbui:

- ✓ Išpakavę prietaisą, pirmiausia pilnai įkraukite valdymo pultelį naudodami pridėtą laidą.
- ✓ **SVARBU:** Kol pultelis kraunasi, kaukės naudoti nepavyks. Prietaisas sukurtas taip, kad vienu metu būtų arba kraunamas, arba naudojamas. Tai užtikrina baterijos ilgaamžiškumą ir jūsų saugumą!
- ✓ Kai pultelis bus pilnai įkrautas, atjunkite jį nuo kroviklio ir galite pradėti procedūrą.

## 2. Pasiruošimas procedūrai

Pasiruoškite veido odą, kad šviesa pasiektų giliausius sluoksnius:

- ✓ Švelniai nuvalykite veidą prausikliu. Oda turi būti visiškai švari.
- ✓ Nusausinkite odą. Geriausia nenaudoti kremų prieš procedūrą, kad fotonai veiktų tiesiogiai.

## 3. Pultelio valdymas – jūsų grožio kontrolė

Valdyti LuminoMax Spectrum yra itin paprasta ir intuityvu! Štai ką daro kiekvienas mygtukas:

Mygtukas	Funkcija
<b>POWER / ON-OFF</b>	Trumpu paspaudimu įjungsite arba išjungsite prietaisą.
<b>COLOR</b>	Leidžia perjungti 8 skirtingus šviesos spektrus. Rinkitės pagal poreikį: nuo jauninančios raudonos iki raminančios mėlynos!
<b>TIME</b>	Nustatysite procedūros trukmę (rekomenduojama 10–15 min.). Laikas bus rodomas ekranėlyje.
<b>ENERGY / LEVEL</b>	Reguliuoja šviesos intensyvumo lygį. Pradėkite nuo mažesnio ir palaipsniui didinkite pagal komfortą.

## 4. Jūsų asmeninis grožio seansas

- ✓ Uždėkite kaukę ant veido, sureguliuokite dirželius, kad ji maloniai priglustų.

- ✓ Ijunkte pultelį, pasirinkite norimą spalvą bei laiką ir tiesiog atsipalaiduokite!
- ✓ Mėgaukitės šia akimirka – tai jūsų laikas sau.

### **Priežiūra po procedūros**

- ✓ Po seanso kaukę nuimkite, o veidą palepinkite drėkinamuoju serumu ar kremu.
- ✓ Kaukės vidų nuvalykite drėgna, švelnia servetėle.
- ✓ Niekada nebandykite įjungti kaukės, kai ji yra prijungta krautis.